

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-04-2025
TSFK : 22/1527503
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Oogspoelfles FYSIO

Opgesteld door: SK	Bekrachtigd door: SL
--------------------	----------------------

Het product:	De Kelfort® Fysiologische Oogspoeling 500ml
De toepassing:	Oogspoeling is van essentieel belang wanneer men een ongeluk heeft gehad, waarbij schadelijke stoffen, hout- of metaalsplinters, stof of ander vuil in het oog terecht is gekomen. Hoe sneller men het oog spoelt, hoe meer kans dat men ernstige beschadiging van het oog voorkomt.
Eigenschappen:	Oogspoelfles 500 ml. bevat een steriele zoutoplossing (0,9% NaCl). De oogdouche bevat een ergonomisch gevormde oog-schaal met stofkap. De oogspoelvloeistof spoelt het oog. De waarde van de oogspoelmiddel is gelijk aan het zoutgehalte van het menselijk oog.
Samenstelling:	99,1 % water 0,9 % Natrium Chloride
Leveringsvorm:	Oogspoelfles met oogdop
EAN-codes:	8714678206214
Verpakking:	Per 10 verpakt
Classificatie:	Medisch Hulpmiddel, conform de Europese Richtlijnen 2017/745
Bewaarconditie:	Ongeconditioneerd, houdbaarheid 5 jaar na productie
Transport:	geen gevaar bij transport Geen ADR
Toxiciteit Milieugevaar:	niet gevaarlijk voor het milieu, Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-04-2025
TSFK : 22/1527503
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Oogspoelfles FYSIO

Huidcorrosie/ -irritatie:

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Afvalbehandeling verpakking:

Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycled

Datum

opstelling fiche:

8/04/2025